

SAM

primotec

Baumann
Dental GmbH

anaxDENT

SHERA
WERKSTOFF
TECHNOLOGIE

СЛАГАЕМЫЕ ВАШЕГО УСПЕХА


picodent
qualitäts pur. bewusst innovativ.

ALUWAX

Panadent

starMed

Jan Langner





ЭЛЕКТРОННЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АКСИОГРАФ

*Записывающая система, отвечающая Вашим растущим требованиям.
AQR 100 AXIOQUICK recorder - ультразвуковой аксиограф.*

Новый стандарт качества ультразвукового прибора, записывающего движения нижней челюсти, используется для получения, хранения и анализа всех движений нижней челюсти в трех плоскостях. Кроме того, вы можете получить данные для настройки любого типа артикулятора, включая также полностью настраиваемые модели.

Система AXIOQUICK RECORDER - это система записи движения нижней челюсти, которая включает в себя все возможности записывающей системы и является точной, быстрой и простой в применении. С ее помощью до лечения поступают данные о суставном пути, типе жевания, ряд данных о движении, фронтальном ведении, о связи между положением сустава и окклюзионными контактами зубов. Система AXIOQUICK RECORDER может быть использована во многих областях стоматологических исследований, додипломных и постдипломных стоматологических образовательных программах, в любой стоматологической практической деятельности, и особенно в ортопедической стоматологии. Уникальная лицевая дуга AXIOQUICK RECORDER имеет специально разработанный дизайн для ориентирования верхней дуги прибора к черепу пациента. В результате этого вы получаете правильно зафиксированную артикулятор модель верхней челюсти относительно зрачковой линии в франкфуртской горизонтали.

*“Всё представленное в этом каталоге позволяет достичь наилучшего результата, при экономии времени и средств.
Подтверждено и успешно применяется в моей клинической практике”*

д.м.н. Чикунов С.О

AQR 100 AXIOQUICK RECORDER





SE ART 615M

АРТИКУЛЯТОР СЕРИИ SE

Специальная серия SAM® SE.

Эта новая технология сочетает в себе чрезвычайную легкость, учет особенностей черепа и совместимость с существующей системой. Благодаря замене алюминия на материал нового поколения, SAM SE представляет собой доступный по цене, легкий, но очень прочный инструмент, который идеально подходит для решения повседневных задач во всех стоматологических дисциплинах. Точное знание минимальных требований, предъявленных к такому прибору, основано на нашем опыте в диагностике и терапии. Это точное позиционирование моделей с учетом характеристик черепа их регулируемый наклон суставного пути с кривизной - 1. Направляющая Беннета соответствует зеленой вставке в системе SAM или аналоговому блоку №1 в Panadent.

Стандарт SAM позволяет использовать дополнительные устройства SAM.



SE ART 617MK Набор



ART 418MK 2 PX Набор



ART 415M 2 PX

АРТИКУЛЯТОР СЕРИИ 2PX

Плоский суставной путь, белый (кривизна - 1), прямая вставка пути Беннета (металлическая), плоский резцовый столик, интегрированная протрузионная направляющая и вертикальный поддерживающий штифт (ART 525), штифты, поддерживающие артикулятор в наклонном положении, зеленые вставки Беннета.



ART 546M

СТАНДАРТНЫЙ АРТИКУЛЯТОР СЕРИИ SAM 3

Стандартный артикулятор с протрузионными винтами, штифтами, поддерживающими артикулятор в наклонном положении, штифт поддерживающий верхнюю раму артикулятора, двумя монтажными платами и зелёными вставками Беннета.



МОН 715М



ART 575М

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДЕЛЕЙ В ЛАБОРАТОРИИ

Используется для монтирования верхней и нижней модели в лаборатории для предупреждения загрязнения артикулятора гипсом. Модели, установленные в этот инструмент могут быть безошибочно перенесены в артикуляторы SAM 2P, SAM 2PX и SAM 3.

АРТИКУЛЯТОР ДЛЯ ХИРУРГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ.



ART 567MK Профессиональный набор



ART 590



АРТИКУЛЯТОР СО СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ ДЛЯ КУРСА ПРОФЕССОРА GUTOWSKI.

ART 590



ATB 390K AXQUICK комплект лицевой дуги



КОМПЛЕКТ ЛИЦЕВОЙ ДУГИ SAM

Работает с другими артикуляционными системами через переходники, указанные на рисунке.



ATB 453K
for Panadent
(Low)

ATB 455K
for WhipMix 8000
series



ATB 461K
for Denar

ATB 462K
for Girrbach Artex
and Artex Carbon




ATB 462K
for Girrbach Artex
and Artex Carbon



ATB 464K
for KaVo Protar
and EVO

ATB 473K
for WhipMix
2000 series and
Panadent



ATB 475K
for WhipMix 3000
series

ATB 464K
for KaVo Protar
and EVO



ATB 477K
for Stratos100





MSF 600 AXIODRILL II

MSF 600 AXIODRILL II МАШИНА ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД ШТИФТЫ, 230 ВОЛЬТ

Горизонтальная машина для высверливания отверстий под штифты для оптимального позиционирования просверливаемого отверстия в соответствии с отметкой, с глубиномером для измерения глубины сверления и шестигранным ключом.



MSF 100K

MSF 100K КОМБИНИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФОРМИРОВАТЕЛЯ МАГНИТНЫХ РАЗБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ SPLITCAST

Используется для изготовления гипсовых разборных моделей. Включает 4 различные формирующие платы: красную (80 мм), черную (80 мм), желтую (70 мм) и зеленую (110 мм), 4 резиновых кольца, 1 ключ для магнита, 6 магнитов, 6 колпачков для удержания магнита, 6 адгезивных металлических пластин и изолирующий спрей.



MPI 316M

MPI 316M ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Диагностическое устройство, используется со всеми SAM артикуляторами для трехплоскостного измерения изменений суставных элементов. Инструмент служит для анализа и показывает эффект малейших изменений в межокклюзионном положении нижней модели, установленной в артикулятор в центральном соотношении окклюзии и её отношение к центральному положению суставного элемента в артикуляторе.

Прибор включает универсальный резцовый штифт, 15 листов с ярлыками и калибровочный инструмент.



MSF 450K

MSF 450K КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ XL В БОКСЕ ЦВЕТ: ЗЕЛЁНЫЙ

Включает два формирователя модели Splitcast размер XL, цвет: зеленый, пластиковую манжету, резиновое кольцо, калибр, пластилин, ключ для магнита, шесть магнитов, шесть удерживающих магнитных колец и шесть адгезивных пластин, для получения функциональных кромок при полном протезировании.



**Спортивная оправа**

Особо легкая конструкция очков для наилучшей комфортности произведена Adidas.

Наилучшая оптика

Использование оптики позволяет Вам идеально видеть всю ситуацию в полости рта пациента. Лупы чрезвычайно легки и индивидуально выточены из блока алюминия. Очки разработаны и произведены Carl Zeiss Германия, являются высоко - точным инструментом.

Рабочая дистанция

Положение и выбор окуляров зависит от Вашей рабочей дистанции. Можно выбрать из двух дистанций на Ваше удобство: 350мм (SV1 или 400мм (SV2) до того, как Ваша индивидуальная оптика будет произведена в Германии.

CarlZeiss биноклярные лупы и осветители

Изготавливаются с учетом Ваших особенностей и являются самыми легкими в мире

Мы измеряем положение Ваших глаз при работе (рабочий стол и дистанцию), что делает работу в очках гораздо комфортнее. При сравнении с обычной «стандартной» оптикой Ваши глаза не получают такой нагрузки и не будут болезненно красными. И даже после утомительного рабочего дня с увеличителями, Ваши глаза будут чувствовать себя хорошо. Полученный вид из очков всегда будет идеален без двоений.

2.5 SV-ST - TOURPRO

Система: TTL (Through The Lens)

Оправа: Adidas Tourpro

Размер оправы: L, S

Цвет оправы: прозрачный черный, Матово-черный

Увеличение: 2.5 - кратное

Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm

Дополнительные принадлежности: starLight с адаптером

2.5 SV-ST - GAZELLE

Система: TTL (Through The Lens)

Оправа: Adidas Gazelle

Размер оправы: L

Цвет оправы: прозрачный черный, кристально-синий, кристально-оранжевый

Увеличение: 2.5 - кратное

Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm

Дополнительные принадлежности: starLight с адаптером

2.5 SV-ST - ADVISTA

Система: TTL (Through The Lens)

Оправа: Adidas Advista

Размер оправы: L, S

Цвет оправы: прозрачный черный, черный, белый

Увеличение: 2.5 - кратное

Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm

Дополнительные принадлежности: starLight с адаптером

2.5 SV-ST - ТИТАН TI22

Система: TTL (Through The Lens)

Оправа: титановая оправа starVision

Размер оправы: один размер

Цвет оправы: титан

Увеличение: 2.5 - fach

Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm

Дополнительные принадлежности: starLight с адаптером



2.5 SV-ST - TOURPRO



2.5 SV-ST - GAZELLE



2.5 SV-ST - ADVISTA



2.5 SV-ST - ТИТАН TI22



2.7 SV - ADIVISTA



2.7 SV - ADIVISTA

Система: TTL (Through The Lens)
 Оправа: Adidas Adivista
 Размер оправы: L, S
 Цвет оправы: прозрачный черный, белый
 Увеличение: 2.7 - кратное
 Рабочая дистанция: 350 / 400 mm
 Дополнительные принадлежности:
 starLight с адантером

STARLIGHT NANO

Масса: 8 г
 Система: переносное светодиодное освещение
 плавная регулировка яркости
 вставной литиевый аккумулятор
 Рабочая температура: не более 35°C
 Дополнительные принадлежности: совместим
 со всеми основными биноклями лупами



starLight nano

2.7 SV - GAZELLE

Система: TTL (Through The Lens)
 Оправа: Adidas Gazelle
 Размер оправы: L
 Цвет оправы: прозрачный черный,
 кристально-синий, кристально-оранжевый
 Увеличение: 2.7 - кратное
 Рабочая дистанция: 350 / 400 mm
 Дополнительные принадлежности:
 starLight с адантером



2.7 SV - GAZELLE



2.7 SV - TOURPRO

Система: TTL (Through The Lens)
 Оправа: Adidas Tourpro
 Размер оправы: L, S
 Цвет оправы: прозрачный черный,
 Матово-черный
 Увеличение: 2.7 - кратное
 Рабочая дистанция: 350 / 400 mm
 Дополнительные принадлежности:
 starLight с адантером



2.7 SV - TOURPRO



2.7 SV - ТИТАН TI22

Система: TTL (Through The Lens)
 Оправа: титановая оправа starVision
 Размер оправы: один размер
 Цвет оправы: титан
 Увеличение: 2.7 - fach
 Рабочая дистанция: 350 / 400 mm
 Дополнительные принадлежности:
 starLight с адантером



2.7 SV - ТИТАН TI22



3.0 SV-EX - GAZELLE

**3.0 SV-EX - GAZELLE**

Система: TTL (Through The Lens)
 Оправа: Adidas Gazelle
 Размер оправы: L
 Цвет оправы: прозрачный черный,
 кристально-синий, кристально-оранжевый
 Увеличение: 3.0 - кратное
 Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 мм
 Дополнительные принадлежности:
 starLight с адаптером

STARLIGHT NANO2

Масса: 8 г
 Система: переносное светодиодное освещение
 плавная регулировка яркости
 вставной литиевый аккумулятор
 Рабочая температура: не более 35°C
 Дополнительные принадлежности: совместим
 со всеми основными биноклярными лупами

3.0 SV-EX - ADIVISTA

Система: TTL (Through The Lens)
 Оправа: Adidas Adivista
 Размер оправы: L, S
 Цвет оправы: прозрачный черный,
 черный, белый
 Увеличение: 3.0 - кратное
 Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 мм
 Дополнительные принадлежности:
 starLight с адаптером

3.0 SV-EX - TOURPRO

Система: TTL (Through The Lens)
 Оправа: Adidas Tourpro
 Размер оправы: L, S
 Цвет оправы: прозрачный черный,
 Матово-черный
 Увеличение: 3.0 - кратное
 Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 мм
 Дополнительные принадлежности:
 starLight с адаптером

3.0 SV-EX - ТИТАН TI22

Система: TTL (Through The Lens)
 Оправа: титановая оправа starVision
 Размер оправы: один размер
 Цвет оправы: титан
 Увеличение: 3.0 - fach
 Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 мм
 Дополнительные принадлежности:
 starLight с адаптером



starLight nano2



3.0 SV-EX - GAZELLE



3.0 SV-EX - TOURPRO



3.0 SV-EX - ТИТАН TI22



3.0 SV-UP - ТИТАН TI22

3.0 SV-UP - ТИТАН TI22

Система: Система Flip up
 Оправа: титановая оправа starVision
 Размер оправы: один размер
 Цвет оправы: титан
 Увеличение: 3.0-fach
 Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm
 Дополнительные принадлежности:
 starLight с адантером

3.0 SV-UP - GAZELLE

Система: Система Flip up
 Оправа: Adidas Adivista
 Размер оправы: L, S
 Цвет оправы: прозрачный черный, кристально-синий, кристально-оранжевый
 Увеличение: 3.0-кратное
 Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm
 Дополнительные принадлежности:
 starLight с адантером

3.0 SV-UP - ADIVISTA

Система: Система Flip up
 Оправа: Adidas Adivista
 Размер оправы: L, S
 Цвет оправы: прозрачный черный, черный, белый
 Увеличение: 3.0 - кратное
 Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm
 Дополнительные принадлежности:
 starLight с адантером

3.0 SV-UP - TOURPRO

Система: Система Flip up
 Оправа: Adidas Tourpro
 Размер оправы: L, S
 Цвет оправы: прозрачный черный, Матово-черный
 Увеличение: 3.0-кратное
 Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm
 Дополнительные принадлежности:
 starLight с адантером



3.0 SV-UP - GAZELLE



3.0 SV-UP - ADIVISTA



3.0 SV-UP - TOURPRO





3.5 SV-HD - GAZELLE

**3.5 SV-HD - GAZELLE**

Система: *TTL (Through The Lens)*
 Оправа: *Adidas Gazelle*
 Размер оправы: *L*
 Цвет оправы: *прозрачный черный, кристально-синий, кристально-оранжевый*
 Увеличение: *3.5 - кратное*
 Рабочая дистанция: *350 / 400 мм*
 Дополнительные принадлежности: *starLight с адантером*

3.5 SV-HD - TOURPRO

Система: *TTL (Through The Lens)*
 Оправа: *Adidas Tourpro*
 Размер оправы: *L, S*
 Цвет оправы: *прозрачный черный, Матово-черный*
 Увеличение: *3.5 - кратное*
 Рабочая дистанция: *350 / 400 мм*
 Дополнительные принадлежности: *starLight с адантером*



3.5 SV-HD - TOURPRO

**3.5 SV-HD - ADIVISTA**

Система: *TTL (Through The Lens)*
 Оправа: *Adidas Adivista*
 Размер оправы: *L, S*
 Цвет оправы: *прозрачный черный, черный, белый*
 Увеличение: *3.5 - кратное*
 Рабочая дистанция: *350 / 400 мм*
 Дополнительные принадлежности: *starLight с адантером*



3.5 SV-HD - ADVISTA

**3.5 SV-HD - ТИТАН TI22**

Система: *TTL (Through The Lens)*
 Оправа: *титановая оправа starVision*
 Размер оправы: *один размер*
 Цвет оправы: *титан*
 Увеличение: *3.5 - fach*
 Рабочая дистанция: *350 / 400 мм*
 Дополнительные принадлежности: *starLight с адантером*



3.5 SV-HD - ТИТАН TI22



BAUMANN

Система изготовления разборных моделей за 10 минут.

Включает в себя:

1. Цоколь малый - 3 шт.
2. Цоколь большой - 2 шт.
3. Подставка для архивирования большая - 3 шт.
4. Подставка для архивирования малая - 2 шт.
5. Ключ выталкиватель с двумя съемными пластинами (под большой и малый цоколь) - 1 шт.
6. Манжета малая - 2 шт.
7. Манжета большая - 1 шт.
8. Жидкость изоляционная 100 мл - 1 шт.

Дополнительная комплектация:

1. Цоколь большой
2. Цоколь малый
3. Жидкость изоляционная 100 мл
4. Манжета малая
5. Манжета большая
6. Подставка для архивирования малая
7. Подставка для архивирования большая
8. Ключ выталкиватель с двумя съемными пластинами (под большой и мал. цоколь)



ANAFIX

Гелеподобный материал схватывающийся сразу после нагревания. Служит для удержания керамических реставраций на пине при обжиге. Прямое нанесение из шприца позволяет избежать деформаций тонких керамических частей реставраций (виниров).



PASTA ROSSA

Жидкая паста минимальной толщины, копирка для припасовки коронок и мостов.

ТЕКСТУРИРУЮЩАЯ ПУДРА

Для лучшего понимания анатомической поверхности зубов на модели.

Выделяет и показывает текстуру зубов. Снимается легко с помощью пара. Легко наносится с помощью кисточки на поверхность коронки, снимается паром.

PIC 1550 0025

DaVinci's Majesthetik Texturpuder - серебристый 25г баночка и кисточка

PIC 1550 0125

DaVinci's Majesthetik Texturpuder - золотистый 25г баночка и кисточка






ОККЛЮЗИОННЫЕ ВОСКА ДЛЯ ВРАЧЕЙ



ТВЕРДЫЙ ВОСК ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ

BEATY PINK цвет розовый, толщина
1,5 мм, в коробке 30 пластинок.



АХО - 505 ВОСК ДЛЯ ПРОВЕРКИ
И КОРРЕКЦИИ ОККЛЮЗИИ



ВОСК С АЛЮМИНИЕВОЙ
КРОШКОЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ

Цвет зеленый, толщина 1,5 мм,
в коробке 30 пластинок.

ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ ТАБЛЕТКИ

Термопластические таблетки для регистрации прикуса.
Используются в работе с прикусной вилкой лицевой дуги.

PAN 180 Bite - Tab коробка

5 пластинок, каждая по 36 таблеток

PAN 036 Bite - Tab пластина

1 пластинка по 36 таблеток



Jan Langui

КЮБЕТА ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ
БОЛЬШАЯ

КЮБЕТА



JET - PINS 2.0 MM
в комплекте 1000 шт.

JET - PINS 1.5 MM
в комплекте 1000 шт.

JET BLOCK PIN
в комплекте 1000 шт.

JET - PINS





LUMOS

Светополимеризационный аппарат.

Специально созданный для использования в стоматологии. Инновационная система охлаждения позволяет добиваться мягкой, ровной и постоянной полимеризации практически всех светоотверждаемых материалов. Установленные лампы покрывают весь полимеризационный спектр от 320 до 520 нанометров, что дает широкое поле применения для аппарата. Новый практичный дизайн достигнутый с использованием высококачественной стали представляет возможность легкой дезинфекционной обработки и возможность использования лампы в кабинете, что удобно при операции. Легок в использовании, сделан в Германии.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- инновационная система охлаждения;
- две лампы покрывающие весь полимеризационный спектр от 320 до 520 нанометров;
- новый дизайн, нержавеющая сталь,
- объем, рассчитан на 2 модели.



PRIMOSPLINT

Светоотверждаемый материал для изготовления окклюзионных шин.

Специально создан для изготовления функционально окклюзионных сплнтов, не содержит MMA и перекиси.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:

- имплантологические хирургические шаблоны;
- ночные каппы;
- функционально - терапевтические шины;
- шаблоны для КТ;
- рентгеноконтрастные имплантологические шаблоны;
- индивидуальные замковые крепления;
- имплантологические мостовидные конструкции Procera;
- шаблоны для переноса виниров.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- прост в обращении, что ускоряет рабочий процесс;
- при комнатной температуре материал похож на пластилин;
- полимеризуется большинством полимеризационных ламп;
- при соблюдении технологического процесса не имеет искажений, также не деформируется на имплантологических шаблонах во время парового автоклавирования;
- не содержит MMA или перекиси, что является наиболее гипоаллергенным материалом для пациента;
- легко соединяется с другими материалами (PMMA акрил, или вакуумными каппами);
- без запаха и вкуса;
- легко восстанавливается.





SHERA HARD-ROCK

СУПЕРТВЕРДЫЙ ГИПС ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

Хорошие тиксотропные качества и текучие характеристики
Может сканироваться несколькими системами
Идеален для работы с пластиковыми цоколями

Рекомендован для:

- работ с имплантами
- разборных моделей
- мастер моделей
- моделей антагонистов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

пропорции замешивания (Г:дв)	100:20
твердость через 2 ч. (МПа;N/mm ²)	300
твердость через 24ч. (МПа;N/mm ²)	320
компрессия через 1ч. (МПа;N/mm ²)	70
компрессия через 1ч.(psi)	10,150
расширение через 2ч. (%)	<0.10
рабочее время (мин)	5.0-6.0
полное затвердение (мин)	прибл. 30



SHERA PURE

СУПЕРТВЕРДЫЙ ГИПС

Легкочитаемый-без красителей-без сколов-экстримальная твердость
Доступен в цветах:
кремовый белый и светлосерый

Рекомендован для:

- работ с имплантами
- разборных моделей
- мастер моделей
- моделей антагонистов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

пропорции замешивания (Г:дв)	100:20
твердость через 2 ч. (МПа;N/mm ²)	310
твердость через 24ч. (МПа;N/mm ²)	330
компрессия через 1ч. (МПа;N/mm ²)	70
компрессия через 1ч. (psi)	10,150
расширение через 2ч. (%)	0.08
рабочее время (мин)	6.0-7.0
полное затвердение (мин)	прибл. 30

SHERA SOCKEL-FLUSSING

СУПЕРТВЕРДЫЙ ГИПС

- специальная жидкая консистенция
- свободно затекает под дугу и пины
- высокая плотность обеспечивает отсутствие пузырей
- благодаря низкой экспансии внутреннее напряжение отсутствует



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

пропорции замешивания (Г:дв)	100:23
твердость через 2 ч. (МПа;N/mm ²)	230
твердость через 24ч. (МПа;N/mm ²)	250
компрессия через 1ч. (МПа;N/mm ²)	49
компрессия через 1ч. (psi)	7.105
расширение через 2ч. (%)	0.05
рабочее время (мин)	3.5-4.5
полное затвердение (мин)	прибл. 40



SHERAPLASTER

ТВЕРДЫЙ ГИПС

- для всех протезных моделей
- для рабочих, диагностических и моделей антагонистов
- идеален для кюветных моделей
- сметанообразная консистенция
- хорошие текучие характеристики
- прочные края
- гладкая однородная поверхность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

пропорции замешивания (Г:дв)	100:30
твердость через 2 ч. (МПа;N/mm ²)	120
твердость через 24ч. (МПа;N/mm ²)	140
компрессия через 1ч. (МПа;N/mm ²)	46
компрессия через 1ч. (psi)	6.670
расширение через 2ч. (%)	0.15
рабочее время (мин)	4.0-5.0
полное затверждение (мин)	прибл. 25



SHERAPOLAN 2:1

ПОЛИМЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА

- идеален для заливки тонких мест и поднутрений
- оптимизирован для CAD-CAM в сером цвете
- стабильная форма и долговечность
- короткое время схватывания
- абсолютно стабильный край и устойчивость к истиранию
- очень твердый материал, который легко пилится, обрабатывается и полируется

НАБОР ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

300 г. компонент А, 150 г. компонент Б,
10 чашек для смешивания, 5 шпателей, 50 мл.
SHERASEPARAT (изолирующая жидкость)



SHERAARTI

АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ГИПС

- высокая адгезия
- укороченное рабочее время
- минимальная экспансия
- идеален для наслоения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

пропорции замешивания (Г:дв)	100:30
твердость через 2 ч. (МПа;N/mm ²)	80
твердость через 24ч. (МПа;N/mm ²)	90
компрессия через 1ч. (МПа;N/mm ²)	29
компрессия через 1ч. (psi)	4,205
расширение через 2ч. (%)	<0.03
рабочее время (мин)	2.0-2.5
полное затверждение (мин)	прибл. 15

SHERAADHESO


АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ГИПС
С ВЫСОКИМИ АДГЕЗИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ

- очень высокая адгезия
- короткое рабочее время
- минимальная экспансия
- идеален для наслоения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

пропорции замешивания (Г:дв)	100:30
твердость через 2 ч. (МПа;N/mm ²)	80
твердость через 24ч. (МПа;N/mm ²)	90
компрессия через 1ч. (МПа;N/mm ²)	29
компрессия через 1ч. (psi)	4,205
расширение через 2ч. (%)	<0.03
Рабочее время (мин)	2.0-2.5
Полное затверждение (мин)	прибл. 15





DUOSIL H

ДУБЛИРУЮЩИЙ СИЛИКОН

- цвет: синий
- твердость по Шору 17 A
- мягкий и эластичный
- время затвердения: 20 мин.
- для моделей с внутренними полостями

SHERACRYSTAL

ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН

- основан на полисилоксане
- для работы с фотополимерными материалами
- для изготовления регистрата прикуса
- применяется в имплантологии
- вносится в полость рта только в готовом состоянии
- твердость по Шору 70A

НАБОР ВКЛЮЧАЕТ:
два двойных картриджа по 50 мл каждый,
10 канюль для смешивания



SHERAGINGIVAL

СИЛИКОН

- для десневых масок
- естественный внешний вид
- легко обрабатывается
- для прямого и непрямого использования
- твердость по Шору 70A

НАБОР ВКЛЮЧАЕТ:
два двойных картриджа по 50 мл каждый,
10 канюль для смешивания,
50 мл SHERASEPARAT



DUOSIL S

ДУБЛИРУЮЩИЙ СИЛИКОН

- цвет: насыщенный синий
- твердость по Шору 9 A
- очень мягкий и эластичный
- время затвердения: 20 мин
- особенно подходит для тонких зубов



SHERADUETT

СИЛИКОНОВАЯ МАСТИКА

- смешиваемый силикон
- твердость по Шору 90A
- два компонента без катализатора
- смешивается в пропорции 1:1
- для подготовки моделей боковых рядов, регистрации прикуса и восстановления протезов
- для изоляции зубов от гипса
- очень точный оттиск
- с табиальность размеров
- возможность термообработки



SHERAMUFFELFORMER K&B

МУФЕЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ ЛИТЬЯ КОРОНОК И МОСТОВ

- Многоразовое использование
- Позволяет паковочной массе расширяться равномерно

SHERAALLOY-NP

НЕДРАГОЦЕННЫЙ СПЛАВ

- Высококачественный кобальт-хромовый сплав
- Хорошее соотношение цена-качество
- Коэффициент расширения: $14.0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
- Подходит для лазерной сварки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Твердость по Виккерсу (HV 10)	390
Плотность (г/см ³)	8,3
Предел прочности (N/мм ²) 761	
0,2 –напряжение текучести (N/мм ²)	609
Предел растяжения A5 (%)	6,2
Коэффициент эластичности (N/мм ²)	200.000
Точка плавления (C)	1.400
Точка затвердевания (C)	1.340
Температура литья (C)	1.450
СОСТАВ В %:	
Хром	24
Кобальт	63
Вольфрам	8.1
Молибден	2.9
Силикон	1.1
Дополнительные элементы (менее 1 %)	Nb

SHERAFINA 2000

Начните прецизионное литье и доверьтесь SHERAFINA 2000. Используя высокотехнологичную паковочную массу, у вас полный контроль над расширением, что дает очень гладкую поверхность.

SHERAFINA 2000 позволит достичь идеального результата в любой ситуации: от большой мостовидной конструкции до одиночной коронки.

Паковочная масса для коронок и мостов

- качество премиум класса для недорогих сплавов, сплавов с содержанием золота и прессовочной керамики
- используется для шокового нагрева и традиционного медленного обжига
- мелкодисперсная и плотная консистенция, легко контролируемая экспансия дают очень гладкую поверхность и исключительно точное прилегание конструкций



SHERACASTINGSTICKS

- восковые палочки для литья с резервуаром
- для гомогенного литья
- идеально подходят для вакуумного литья
- легкая сепарация после литья



SHERALIQID

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ВСЕХ ТИПОВ ПАКОВОЧНЫХ МАСС SHERA

SHERABIO-MUFFELVLIES

ВКЛАДЫШ ДЛЯ MUFFELFORMER

- 50 x 1 мм
- 25 метров
- защищает муфель от абразии
- обеспечивает повышенную пористость силиконовых муфелей
- экстраплотный, но мягкий
- поддается расширению





SHERAALUMINIUMOXID

99.7% ОКСИД АЛЮМИНИЯ


- цвет: белый
- зернистость:
- 250 мкм
- 150 мкм
- 110 мкм
- 50 мкм



SHERAGLANZSTRAHLPERLEN

СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛИРОВОЧНЫЕ ШАРИКИ

- изготовлены из натриевого стекла, не содержат свинец
- для чистки, полировки и сглаживания металлической поверхности
- неабразивны
- Зернистость:
- 125 мкм
- 50 мкм



SHERAPLAST

СВЕТОПОЛИМЕРИЗУЮЩАЯСЯ ПЛАСТМАССА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ГОТОВА К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- для моделирования телескопических коронок, inlay, onlay, индивидуальных абатментов, а также коронок и мостовидных протезов
- высокая текучесть в сочетании с высокой стабильностью
- выгорает без остатков
- цвет: красный прозрачный

SHERASEP-G

СЕПАРИРУЮЩИЙ АГЕНТ ДЛЯ ГИПСОВ

- разделение гипс/гипс
- закрепление поверхности
- укрепляет поверхности
- очень тонкий разделяющий слой
- водоотталкивающее свойство



SHERARELAXA

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СО СЛЕПКОВ И РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- для альгинатных, полиэфирных и силиконовых слепков
- улучшает текучие свойства гипса и паковочной массы
- снимает поверхностное напряжение воска
- модель без пузырей и без каких-либо остаточных продуктов
- отличные смачивающие свойства
- без растворителя и формальдегида
- очень эффективный и экономичный



SHERATRAY

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЛОЖЕК

- для изготовления индивидуальных ложек
- база для регистрации прикуса
- для примерки
- легко смешивается и обрабатывается
- прочный и стабильный материал



SHERAGLOFFEL-FLUID

ОЧИЩАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

- удаляет реакционный слой
- улучшает цвет изготавливаемой ложки



УЧЕБНО - ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ:

- Гнатология
- Эстетическая стоматология
- Хирургия



д.м.н. С.О. Чикунов



др., профессор
Эдвард Макларен



мастер-техник
Д.М. Никоненко



врач-стоматолог,
ортопед, хирург
Тадас Коржинкас



мастер-техник
Клаус Мютертис



мастер-техник
Симон Маффей



к.м.н. А.Н. Сенюк



др. В.Д. Зеер

УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ



ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ: +7 (495) 608-30-45, +7 (495) 505-83-59 И НА САЙТЕ: WWW.8MICRON.RU



8micron

105062 Россия, Москва, ул. Жуковского, д.2
+7(495)608-30-45
info@8micron.ru | www.8micron.ru

